

# LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE

Artikelnummer: ML-30|66|145|300|400

Våra temperatursäkra och driftsäkra medicinkylskåp är resultatet av en lång erfarenhet där sjukvårdens högt ställda krav på funktion och säkerhet alltid stått i fokus. Alla kylskåp är utrustade med temperaturlarm och min/maxvisning. Vår nya serie läkemedelskylskåp Oscar MedLine ersätter vår tidigare serie medicinkylskåp, Oscar medicinkylskåp VXT. Som ett självklart tillval finns Oscar TempLog® för att övervaka och dokumentera temperaturen på ett smidigt och säkert sätt. När du väljer ett kylskåp från Oscar så väljer du hög kvalitet, trygghet och en kundservice du kan lita på.

## LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE, TEMPERATUR- OCH DRIFTSÄKRA KYLSKÅP AV HÖG KVALITET

Läkemedelskylskåp Oscar MedLine finns i volymerna 30, 66, 145, 300 och 400 liter, med solid- eller glasdörr. Alla dörrar är höger- eller vänsterhängda och är självstängande.

Aktuell temperatur läses av direkt på displayen, min-/maxtemperatur visas med en enkel knapptryckning. Medicinkylskåpet har ljud- och displaylarm vid avvikande temperatur.

Kylskåpet har en förinställd temperatur på 5°C och ett temperaturintervall på 2°C till 8°C. Temperaturnoggrannheten inom detta intervall är på låga +/-0,6 grader. Kylskåpet är utrustat med en eller två fläktar, beroende på storlek, för bättre luftcirkulation och en extra sensor vilket bidrar till en ännu bättre temperatursäkerhet. Temperaturen i skåpet är stabil och det är en jämn temperatur på alla hyllplan.

Skåpen har vitlackerad stålplåt på insidan vilket gör att det inte tar åt sig någon lukt och är lätt att hålla rent. Hyllplanen är flyttbara och är av plastbelagda trådhyllor för enkel rengöring. Som tillval finns utdragbara hyllor och plexiglashyllor.

Kylskåpet är utrustat med ljusterbara fötter framtill för att säkerställa stabilitet och hjul baktill för att underlätta installation eller förflyttning om så behövs. Dörren är låsbar med nyckel. El-lås (exklusive kortläsare) och elektroniskt kod-lås finns som tillval. Handtag följer med som standard. Vidare är kylskåpen energieffektiva och LED-belysning finns inuti skåpet.

Välj Oscar TempLog® som tillval för temperatursäker övervakning och dokumentation av temperaturen.

Kylskåpen testkörs och kalibreras före leverans och individuell checklista medföljer varje skåp.

ML-400: 400L, H:1870 x B:600 x D:700 mm

ML-300: 300L, H:1505 x B:600 x D:655 mm

ML-145: 145L, H:825 x B:600 x D:605 mm

ML-066: 66L, H:735 x B:450 x D:482 mm

ML-030: 30L, H:545 x B:450 x D:482 mm



**OSCAR** | MED  
TEC

# LÄKEMEDELSKYLSKÅP OSCAR MEDLINE

## EGENSKAPER

Temperatursäkra
Driftsäkra
Temperaturlarm
Fläkt
LED-belysning
Låsbara
Handtag
Självstängande dörr
Vitlackerad stålplåt interiört/exteriört
Justerbara fötter fram
Hjul baktill
Energieffektiva
Solid- eller glasdörr
Höger- eller vänsterhängd dörr

## SPECIFIKATION

Volym	30, 66, 145, 300, 400 liter
Vikt	27, 30, 38, 64, 74 kg
Temperaturlarm	Ja
Larmgräns, förinställd	2°-8°C
Förinställd temperatur (börvärde)	5°C
Temperaturnoggrannhet	±0,6°C
Display, digital	Ja
Max-/minavläsning display	Ja
Temperaturmätning i luft	Ja
Temperaturmätning i last	Ja
Fläkt	Ja
Automatisk avfrostning	Ja
Justerbara fötter, framtill, 2 st	Ja
Hjul, baktill, 2 st	Ja
Belysning invändigt, LED	Ja
Belysning invändigt, av/på	Knapp
Köldmedium	R600a
Isolering	PU-skum, C5H10
Dörrhängning	Höger/Vänster
Glasdörr, höger/vänster	Tillval (ej 30 l)
Självstängande dörr	Ja
Material interiört	Vitlackerad stålplåt
Material exteriört	Vitlackerad stålplåt
Färg	Vit
Skåpshylla, tråd	2, 2+1 (liten), 3, 6, 6 st
Extra skåpshylla, tråd	Tillval (ej 30 l)
Skåpshylla, utdragbar	Tillval (ej 30 l)
Skåpshylla, plexiglas	Tillval (ej 30 l)
Handtag	Ja
Lås, nyckel	Ja
Kodlås, elektroniskt (ej 66 liter)	Tillval (ej 30, 66 l)
El-lås (kortläsare ingår ej)	Tillval (ej 30 l)

## TILLVAL

Oscar TempLog	TempLog@.
Glasdörr till ML-400, höger/vänster	1-8001/1-8002
Glasdörr till ML-300, höger/vänster	1-8003/1-8004
Glasdörr till ML-145, höger/vänster	1-8005/1-8006
Glasdörr till ML-66, höger/vänster	1-8007/1-8008
Skåpshylla utdragbar till ML-400	1-8010
Skåpshylla utdragbar till ML-300	1-8011
Skåpshylla utdragbar till ML-145	1-8012
Skåpshylla utdragbar till ML-66	1-8013
Plastskiva till skåpshylla tråd, ML-300/400	1-8021
Plastskiva till skåpshylla tråd, ML-145	1-8022
Plastskiva till skåpshylla tråd, ML-66	1-8023
Extra skåpshylla tråd till ML-300/400	1-8017
Avdelare skåpshylla utdragbar, ML-300/400	1-8019
Kodlås, elektroniskt (ej ML-30/66 )	1-720
Masternyckel till kodlås	1-721
El-lås, (kortläsare ingår ej)	1-702
Extern larmkabel	1-704

**SPECIFIKATION FORTS.**

Energieffektivitet (KW/24 tim), solid dörr	0,80 / 0,75 / 0,84 / 1,35 / 1,75
Energieffektivitet (KW/24 tim), glasdörr	- / 0,8 / 0,9 / 2,2 / 2,6
Ljudnivå, db	41/39 / 35 / 47 / 48
Volt, V/Hz	220-240/50
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2014/35/EG	Ja
RoHS-direktivet	Ja
Tillverkningsland	CN